

Beneficiar	
TVA	

Producator	Tanex srl
TVA	RO12202836
	J40/8670/1999
contact	Dorina Anghel - 0730700855 ; mask@tanex.ro

NOTA DE COMANDA

Articol	Cantitate comandata	Materie prima	compozitie	culoare	pret fara TVA lei	model	comentarii		nota		
masca de unica folosinta		TNT	100% pes	alb	3.5	model2	cu intaritura la nivelul nasului ; 2 straturi		Masca nu este un dispozitiv medical. Masca se spala regulat dupa utilizare . Spalare maxim 60° , fara uscare in masina cu tambur. Rezistenta la maxim 10 spalari/PLATA INAINTE DE LIVRARE		
			100% PP	gri/negru	3.7						
			100% pes	alb	3	model1	fara intaritura ; 2 straturi				
			100% PP	gri/negru	3.2						
	tesatura bumbac	100%bbc	diverse culori	7	model3	fara intaritura - 3 straturi					
		TNT	100% pes	alb	5	model4	fara intaritura - 3 straturi				
			100% PP	gri/negru							
	tesatura bumbac	100%bbc	alb/ diverse culori	4	model5	fara intaritura - 1 strat					
Boneta		TNT			4	BONETA SIMPLA			Bonetica nu este un dispozitiv medical. Bonetica se spala regulat dupa utilizare . Spalare maxim 60° , fara uscare in		
			100%PP	alb/ diverse culori							

Boneta		TNT		100%PP	alb/ diverse culori	6		BONETA 2		masina cu tambur. Rezistenta la maxim 5 spalari/PLATA INAINTE DE LIVRARE
--------	--	-----	--	--------	---------------------	---	--	----------	--	---

Beneficiar

Semnatura si stampila

Beneficiar TVA			Producator TVA	NOTA DE COMANDA						
				contact	Dorina Anghel - 0730700855 ; mask@tanex.ro					
Articol	Cantitate comandata	Materie prima		compozitie	culoare	pret fara TVA lei	model	comentarii		nota
salopeta		TNT		100% PP	alb	27	model1	salopeta cu gluga , fenta fata cu fermoare elastic		

salopeta	TNT	100% PP		27	model1	fermoare , elastic terminatie maneca , picior		Salopeta nu este un dispozitiv medical. SALOPETA se spala regulat dupa utilizare . Spalare maxim 60° ,fara uscare in masina cu tambur. Rezistenta la maxim 5 spalari/PLATA INAINTE DE LIVRARE
salopeta	TNT	100% PP	alb	30	model2	salopeta cu gluga , fenta fata cu fermoare , elastic terminatie maneca + botosei		
HALAT	TNT	100% PP	alb	20				Halat nu este un dispozitiv medical. Halat se spala regulat dupa utilizare . Spalare maxim 60° ,fara uscare in masina cu tambur. Rezistenta la maxim 10 spalari/PLATA INAINTE DE LIVRARE

CAPELINA		TNT	100% PP	alb gri/negru	13		<p>Capelina nu este un dispozitiv medical.      Capelina se spala regulat dupa utilizare . Spalare maxim 60° , fara uscare in masina cu tambur. Rezistenta la maxim 10 spalari/PLATA INAINTE DE LIVRARE</p>
----------	--	-----	---------	------------------	----	--	---